NISITA®
MAZILO ZA NOS

Navodilo za uporabo

SLO

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Sestava:
100 g mazila vsebuje 2,8 g natrijevega klorida in 7,2 g natrijevega hidrogenkarbonata.
Ostale sestavine: lanolinski alkoholi, limonino olje, beli vazelin, srednjeverižni trigliceridi, tekoči parafin, cetostearilni alkohol.

Namen uporabe:
Nisita® mazilo za nos ščiti in vlaži suho nosno sluznico in podpira njeno čistilno funkcijo.

Lastnosti:
Nisita® mazilo za nos vsebuje soli natrijevega klorida in natrijevega hidrogen karbonata. Vsebnost soli je prilagojena potrebam nosne sluznice in podpira njeno regeneracijo. Zaradi osmotskega tlaka in lastnosti soli se v nosu ustvari vlažno okolje. Natrijev hidrogenkarbonat deluje kot puferski sistem in ohranja rahlo bazično raven pH ter tako ustvarja idealne pogoje, da migetalke opravijo svoje delo. To olajša delovanje nosne sluznice in podpira njeno čistilno funkcijo. Zaradi teh fizikalnih lastnosti je Nisita® mazilo za nos uporabno v več različnih situacijah, saj zaščiti in vlaži suho nosno sluznico.

Indikacije:
Za preprečevanje:
- ščiti nosno sluznico pred izsušitvijo na suhem zraku,
- podpira naravno čistilno funkcijo nosne sluznice.

Za zdravljenje:
- vlaži nosno sluznico,
- pomaga pri odstranjevanju zasušene sluzi,
- lahko izboljša dihanje skozi nos in tako prispeva k manjšem smrčanju,
- nudi dodatno podporo pri zdravljenju rinitisa.

Za oskrbo:
- lahko pomaga pri celjenju poškodovane nosne sluznice pri rinitisu, krvavitvah iz nosu in operacijah.

Nisita® mazilo za nos je primerno za odrasle, otroke in dojenčke.

Kontraindikacije:
Mazila ne smete uporabljati pri preobčutljivosti na katerokoli od sestavin, prisotnih v mazilu.

Na kaj morate biti pozorni pred uporabo Nisita® mazila za nos?
Pri uporabi mazila po navodilih ni potrebna posebna pazljivost. Po operacijah oz. poškodbah nosu pa se pred uporabo Nisita® mazila za nos posvetujte z zdravnikom.

Ali lahko uporabljate mazilo Nisita® v času nosečnosti in dojenja?
Dosedanji podatki ne izključujejo uporabe Nisita® mazila za nos v času nosečnosti in dojenja.

Odmerjanje in trajanje uporabe:
Večkrat dnevno nanesite v vsako nosnico približno 1 cm mazila.
Vrh tube vstavite kar se da globoko v nosnico, iztisnite nekaj mazila in nato masirajte nosnico od zunaj. S tem boste enakomerno nanesli mazilo na nosno sluznico. Mazilo lahko nanesete na nosno sluznico tudi z uporabo vatiranih palčk. Mazilo nanašajte večkrat dnevno, predvsem pa preden ležete k nočnemu počitku.

Iz higienskih razlogov in za preprečevanje okužbe naj bi vsako tubo uporabljala le ena oseba. Po uporabi vrh tube očistite.
Po potrebi se lahko Nisita® mazilo za nos uporablja tudi dalj časa. Če se vam tudi po 14-dnevni uporabi mazila stanje ne izboljša, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Možni neželeni učinki:
V redkih primerih lahko Nisita® nosno mazilo povzroči blag pekoč občutek na nosni sluznici zaradi rahlega dražilnega učinka.
Lanolinski alkoholi in limonino olje, ki ju vsebuje mazilo, lahko zelo redko povzročita preobčutljivostne reakcije.

Informacije o roku uporabe in shranjevanju izdelka:
Nisita® mazilo za nos lahko uporabljate le do datuma, odtisnjenega na škatli in tubi.

Bodite posebej pozorni!
Skozi vsakodnevno uporabo vedno shranjujte Nisita® mazilo za nos v zunanji embalaži. S tem preprečite morebitne poškodbe tube zaradi koničastih in trdih predmetov. Nisita® vsebuje za mazilno podlago mešanico tekočih in trdih masti, ki se v primeru, da mazila ne shranimo pravilno (na temperaturi manj kot 15°C ali več kot 25°C), lahko spremenijo. Pri višjih temperaturah se lahko posamezne sestavine ločijo, tako da se pri iztiskanju mazila iz tube najprej pojavi nekaj olja. V primeru nižjih temperatur lahko pride do težjega iztisa mazila iz tube. Da bi se izognili poškodbi tube, do katere utegne priti zaradi prepogibanja, mazilo iztiskajte od zadaj naprej.

Manjši zračni mehurčki, ki se pojavijo ob iztiskanju mazila iz tube in so nastali ob polnjenju mazila v tubo, ne vplivajo na učinkovitost in količino mazila v tubi.

Izdelek lahko odvržete med gospodinjske odpadke.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

V kakšnih pakiranjih je na voljo mazilo Nisita®?
Na voljo je v pakiranju z 10 g in 20 g mazila.

Kaj pomenijo simboli na embalaži?

LOT	Št. serije
	Rok uporabe
	Datum izdelave
	Preberite navodilo za uporabo
15 °C 25 °C	Shranjujte na sobni temperaturi (15-25 °C)
CE 0297	

Proizvajalec/distributer:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstr. 3,
61138 Niederdorfelden, Nemčija
Telefon: +49 6101 / 539 - 300
Telefax: +49 6101 / 539 - 315
Spletna stran: www.engelhard.de
e-mail: info@engelhard.de

Zastopnik:
Farmedica, podjetje za prodajo farmacevtskih izdelkov d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

Datum priprave navodil:
Januar 2025

ENGELHARD

NISITA®
MAŚĆ DO NOSA

Instrukcja używania

(PL)

WYRÓB MEDYCZNY

Skład:
100 g maści zawiera 2.8 g chlorku sodu i 7.2 g wodorowęglanu sodu. *Inne składniki:* alkohole wełny, olejek cytrynowy, miękka biała parafina, triglicerydy średniołańcuchowe, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy.

Przeznaczenie:
Maść do nosa Nisita® chroni i nawilża suchą błonę śluzową nosa oraz wspomaga jej funkcję oczyszczania.

Właściwości:
Maść do nosa Nisita® zawiera sole chlorku sodu i wodorowęglanu sodu. Zawartość soli jest dostosowana do potrzeb błony śluzowej i wspomaga jej regenerację. Ze względu na ciśnienie osmotyczne i właściwości soli, w nosie tworzy się wilgotne środowisko. Wodorowęglan sodu jako system buforowy utrzymuje lekko zasadowy poziom pH, a tym samym stwarza idealne warunki do pracy rzęsek. Ułatwia to funkcjonowanie błony śluzowej nosa i wspomaga jej funkcję oczyszczania. Ze względu na te właściwości fizyczne maść do nosa Nisita® może być stosowana w wielu różnych sytuacjach w celu ochrony i nawilżenia suchej błony śluzowej nosa.

Wskazania do stosowania:
Zapobieganie
- chroni błonę śluzową nosa przed wysychaniem w przypadku suchego powietrza
- wspomaga naturalną funkcję oczyszczania błony śluzowej nosa

Leczenie
- nawilża błonę śluzową nosa
- rozluźnia zaschniętą wydzielinę
- poprawia oddychanie przez nos i dlatego może ograniczyć chrapanie
- Wspomaga leczenie nieżytu nosa

Po przebytej operacji
- wspomaga regenerację błony śluzowej nosa uszkodzonej w przypadku nieżytu nosa, krwawienia z nosa lub po operacji

Maść do nosa Nisita® jest odpowiednia dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

Przeciwwskazania:
Maści do nosa Nisita® nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania maści do nosa Nisita®?
W przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności. Po przebytej operacji lub uszkodzeniu nosa, przed użyciem maści do nosa Nisita®, należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie ma badań wykluczających stosowanie maści do nosa Nisita® w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Dawkowanie i czas podania:
Wprowadzić około 1 cm maści do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie. Włóż końcówkę rurki możliwie głęboko do każdego otworu nosowego, wyciśnij trochę maści i rozprowadź ją równomiernie na błonie śluzowej nosa, delikatnie masując boki nosa. Maść można wprowadzić do wnętrza nosa za pomocą wacika. Maść należy stosować kilka razy dziennie, w szczególności przed snem.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji, każda tubka powinna być używana tylko przez jedną osobę. Po aplikacji maści należy oczyścić końcówkę tubki.

Jeśli jest taka potrzeba maść do nosa Nisita® może być stosowana przez dłuższy czas. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie nastąpiła poprawa po 14 dniach leczenia.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach, maść do nosa Nisita® może powodować lekkie pieczenie błony śluzowej nosa ze względu na lekko drażniący efekt. Bardzo rzadko, alkohole wełny i olejek cytrynowy zawarte w maści mogą powodować reakcję nadwrażliwości.

Okres ważności i warunki przechowywania:
Nie należy stosować maści do nosa Nisita® po upływie daty ważności podanej na kartoniku i tubce.

Szczególnie ważne!
Podczas codziennego stosowania Nisita® maść do nosa należy zawsze przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń tubki przez ostre twarde przedmioty.
Maść do nosa Nisita® zawiera, jako bazę maści, mieszaniny tłuszczów stałych i płynnych, które mogą się nieco zmienić, jeśli przechowywanie wyrobu jest nieprawidłowe (poniżej 15°C lub powyżej 25°C). W wyższych temperaturach maść może ulegać rozkładowi. W rezultacie z tubki może wypłynąć odrobina oleju. W przypadku przechowywania w chłodniejszych warunkach wyciśnięcie maści z tubki może być nieco trudniejsze.

W celu uniknięcia uszkodzenia tubki, np. przez wielokrotne składanie, należy zawsze wyciskać maść od tyłu do przodu tubki.

Niewielka ilość powietrza w tubce, wynikająca z procedury napełniania, nie wpływa ani na skuteczność preparatu, ani na ilość maści w tubce.

Produkt można utylizować razem z odpadami domowymi.

Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!

Jakie wielkości opakowań są dostępne?
Opakowania zawierające 10 lub 20 g maści.

Co oznaczają symbole na opakowaniu?

LOT	Numer serii
	Termin ważności
	Data produkcji
	Zapoznaj się z instrukcją użytkowania
15 °C 25 °C	Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C).

CE
0297

Producent
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3 61138 Niederdorfelden, Niemcy
Telefon: +49 6101 / 539 - 300
Faks: +49 6101 / 539 - 315
Strona www: www.engelhard.de
e-mail: info@engelhard.de

Dystrybutor: Salveo Poland Sp.z o.o.
www.salveopharma.pl

Ostatnia aktualizacja:
Styczeń 2025

ENGELHARD

PB1723700 | Stand 01/25